

FRESAS DESECHABLES



COMMITTED TO
SIMPLY DOING MORE
FOR DENTAL PROFESSIONALS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Fiable

- Las fresas desechables proporcionan un fresado preciso, al tiempo que aseguran unas óptimas propiedades de corte.
- Las fresas se suministran en embalaje esterilizado y, de este modo, reducen el riesgo de infecciones de los pacientes y del personal médico.

Simple

- Las fresas desechables no precisan de limpieza ni esterilización con anterioridad a su uso, con lo cual permiten ahorrar tiempo.
- El inequívoco código de colores de las fresas, diferente para cada diámetro, simplifica el procedimiento quirúrgico.
- Las fresas desechables presentan unas dimensiones, propiedades de corte y marcas de profundidad idénticas a las de las fresas multiuso Straumann.
- Simplifica la gestión de costes para cada caso clínico.
- La unidad de transporte esterilizada e integrada asegura un fácil manejo, a la vez que permite a cualquier persona, sin someterse a los procedimientos de esterilización, entregar las fresas en el área esterilizada sin menoscabo de las condiciones de asepsia.

Versátil











- Para los diferentes diámetros de implante están disponibles tres juegos de fresas diferentes. Las fresas con un diámetro de 3,5 mm ó 4,2 mm se pueden pedir por separado.
- Todas las fresas se presentan en una versión corta y una larga.



Las fresas desechables constituyen una solución de tratamiento segura y sencilla, particularmente en lo que concierne a la gestión de casos y pacientes. Adicionalmente, facilitan la evaluación de costes, dado que cada fresa solamente se utiliza una vez por paciente e intervención.

ÓPTIMAS PROPIEDADES DE CORTE Y GESTIÓN SIMPLIFICADA DE COSTES DE TRATAMIENTO

Cuadro sinóptico de los diferentes juegos de fresas

N° de art.		Artículo	Dimensiones	Material
040.400S		Juego de fresas, cortas, para implantes de Ø 3,3 mm, desechables, esterilizada	Ø 2,2 mm, Ø 2,8 mm, longitud 33 mm	acero inoxidable
040.401S		Juego de fresas, largas, para implantes de Ø 3,3 mm, desechables, esterilizadas	Ø 2,2 mm, Ø 2,8 mm, longitud 41 mm	acero inoxidable
040.403S		Juego de fresas, cortas, para implantes de Ø 4,1 mm, desechables, esterilizadas	Ø 2,2 mm, Ø 2,8 mm, Ø 3,5 mm, longitud 33 mm	acero inoxidable
040.404S		Juego de fresas, largas, para implantes de Ø 4,1 mm, desechables, esterilizadas	Ø 2,2 mm, Ø 2,8 mm, Ø 3,5 mm, longitud 41 mm	acero inoxidable
040.406S		Juego de fresas, cortas, para implantes de Ø 4,8 mm, desechables, esterilizadas	Ø 2,2 mm, Ø 2,8 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm, longitud 33 mm	acero inoxidable
040.407S		Juego de fresas, largas, para implantes de Ø 4,8 mm, desechables, esterilizadas	Ø 2,2 mm, Ø 2,8 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm, longitud 41 mm	acero inoxidable
044.234S		Fresa piloto, corta, para implantes de Ø 4,1 mm, desechable, esterilizada, rojo	Ø 3,5 mm, longitud 33 mm	acero inoxidable
044.235S		Fresa piloto, larga, para implantes de Ø 4,1 mm, desechable, esterilizada, rojo	Ø 3,5 mm, longitud 41 mm	acero inoxidable
044.238S		Fresa piloto, corta, para implantes de Ø 4,8 mm, desechable, esterilizada, verde	Ø 4,2 mm, longitud 33 mm	acero inoxidable
044.239S		Fresa piloto, larga, para implantes de Ø 4,8 mm, desechable, esterilizada, verde	Ø 4,2 mm, longitud 41 mm	acero inoxidable

Indicaciones

Las fresas desechables están indicadas para todos los tratamientos de preparación de lecho implantario operados con el Straumann® Dental Implant System. Las fresas se suministran en embalaje esterilizado y no se pueden usar en más de un paciente ni en más de una intervención quirúrgica. Las fresas desechables contribuyen a minimizar el riesgo de infecciones del paciente y llevan un código de colores a fin de facilitar su identificación.

www.straumann.com



STRAUMANN GUARANTEE

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01